

|                                 |                                                  |                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Praxis<br>PD Dr.med. A. Häffner | 6.2 Kontrolle Sauberkeit und<br>Funktionsprüfung | Qualitätshandbuch<br>Seite <b>64</b> von <b>80</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

1. Zweck

Diese Arbeitsanleitung regelt die Kontrolle der Sauberkeit und Funktionsprüfung der Medizinprodukte.

2. Abkürzungen

-

3. Geltungsbereich

Sterilisation

4. Verantwortlichkeit

Ärztliche Leitung / MPK / Leitende/r MPA

5. Durchführung

Sauberkeit und Funktionsprüfung (gelbe Ablagezone)

Nach der Reinigung ist die Sauberkeit und Funktionsfähigkeit der Bestandteile zu überprüfen. Evtl. fordert der Hersteller für das Produkt eine Pflege mit speziellen Schmiermitteln. Achtung: z.B. silikonhaltige Pflegemittel sind für die nachfolgende Sterilisation kritisch, da sie kein Wasser aufnehmen können. Bitte Empfehlungen des Herstellers beachten.

6. Mitgeltende Dokumente/ Unterlagen

-

7. Quelle

[https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2\\_Leitlinien\\_\\_\\_Positionsmapiere/KIGAP.pdf](https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2_Leitlinien___Positionsmapiere/KIGAP.pdf)

|                 |                  |            |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
|                 | erstellt         | geprüft    | freigegeben |
| Datum           | 16.03.2023       | 16.03.2023 | 16.03.2023  |
| Name            | Häffner/Hartmann | Häffner    | Hartmann    |
| Versionsnummer  | 2.0              |            |             |
| Aktualisiert am |                  |            |             |
| Änderungsgrund  |                  |            |             |