

|                                 |                              |                                                    |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Praxis<br>PD Dr.med. A. Häffner | 6.8 Überprüfung vor Gebrauch | Qualitätshandbuch<br>Seite <b>71</b> von <b>80</b> |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|

1. Zweck

Diese Arbeitsanleitung regelt die Überprüfung vor Gebrauch der Medizinprodukte.

2. Abkürzungen

-

3. Geltungsbereich

Sterilisation

4. Verantwortlichkeit

Ärztliche Leitung / MPK / Leitende/r MPA

5. Durchführung

5.1 Richtmass für Verfalldatum von Sterilgut

2 Monate bei Lagerung in einer Schublade / Schrank im Praxisraum

6 Monate, wenn Sterilgut zusätzlich in einer verschlossenen Plastik-Box gelagert wird.

Voraussetzung:

Primärverpackung: verschweisster Papier-Folien-Beutel (nicht von Hand zu kleben)  
oder vorgefertigte klebbare Sterilisationsbeutel verwenden

Schutzverpackung: verschlossene Plastik-Box

Lagerung in Schublade oder Schrank

5.2 Kontrolle vor der Verwendung

- a. Verfalldatum
- b. Chemische Indikatoren
- c. Unversehrtheit der Verpackung (Siegelnähte)
- d. Funktionskontrolle

|                 |                  |            |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
|                 | erstellt         | geprüft    | freigegeben |
| Datum           | 16.03.2023       | 16.03.2023 | 16.03.2023  |
| Name            | Häffner/Hartmann | Häffner    | Hartmann    |
| Versionsnummer  | 2.0              |            |             |
| Aktualisiert am |                  |            |             |
| Änderungsgrund  |                  |            |             |

|                                 |                          |                                                    |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Praxis<br>PD Dr.med. A. Häffner | Überprüfung vor Gebrauch | Qualitätshandbuch<br>Seite <b>72</b> von <b>80</b> |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|

6. Mitgeltende Dokumente/ Unterlagen

-

7. Quelle

[https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2\\_Leitlinien\\_\\_\\_Positionspapere/KIGAP.pdf](https://www.kantonsapotheker.ch/fileadmin/docs/public/kav/2_Leitlinien___Positionspapere/KIGAP.pdf)

|                 |                  |            |             |
|-----------------|------------------|------------|-------------|
|                 | erstellt         | geprüft    | freigegeben |
| Datum           | 16.03.2023       | 16.03.2023 | 16.03.2023  |
| Name            | Häffner/Hartmann | Häffner    | Hartmann    |
| Versionsnummer  | 2.0              |            |             |
| Aktualisiert am |                  |            |             |
| Änderungsgrund  |                  |            |             |